



21290791/XI-24

BRAUN

Skin[®] i·expert



Scan Me!





Braun Infolines

English	4
Français	12
عربي	29

UK	0800 783 7010
IE	1 800 509 448

Type 6036


Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
www.braun.com
www.service.braun.com



CyDen Ltd., Block A,
Bay Studios Business Park,
Fabian Way, Swansea

UK/FR/Arab





Skin tone & Body hair type chart:

						
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ = suitable / approprié / ملائم

✗ = not suitable / non approprié / غير ملائم

English

Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. Using professional light technology, Braun Skin i-expert Intense Pulsed Light (IPL) allows you to permanently remove unwanted, visible hair comfortably at home. Before using the device, please read the use instructions carefully, including all contraindications, warnings and safety information, and keep them for future reference.

This device has been designed to effect long-term hair growth reduction after a certain period of treatment. Ideal body areas for use include:

Women: Legs, arms, underarms, bikini area and face (below cheek bones)

CAUTION: Do not use the device near the eyes and along the forehead.

Men: Shoulders and below (chest, back, arms, stomach, legs)

CAUTION: Do not use on the face, neck or genital area.

Usage on male beards or facial hair may lead to permanent or uneven results which may produce changes in facial characteristics that may not be desirable.

IPL is not suitable for everyone. It is most effective on light to medium skin tones and dark hair colors. Please, refer to the skin tone and hair color chart on page 3 to see if the device is suitable for you.

Description

- 1 Treatment window
- 2 SensoAdapt™ skin tone sensors
- 3 LED Power bars
- 4 Mode button with indicator lights
- 5 Treatment button
- 6 Handle
- 7 Base station
- 8 Mains cord
- 9 Glass filter (integrated UV filter)
- 10 Standard head
- 11 Wide head*
- 12 Precision head

*not with all models

How does it work?

Braun Skin i-expert works beneath the skin surface by targeting the melanin in the hair follicle, helping to break the cycle of hair re-growth. With continued, periodic use, the light energy helps prevent unwanted hair from reaching the skin surface.



The intelligent SensoAdapt™ skin sensors (2) continuously read your skin tone before every flash, automatically adapting the light intensity for best efficacy and safety. This allows treatment of appropriate skin tones, but prevents treatment if your skin tone is too dark.

Contraindications

Do not use the device ...

- if your skin is darker than skin tone V shown on the skin tone chart on page 3. Since dark skin absorbs more light energy, treating very dark skin may cause discomfort/pain and adverse effects (e.g., burns, blisters, discoloration or scarring) and injure your skin.
- if you are pregnant, lactating, or under the age of 18 as this device has not been tested with these individuals.
- if you have a history of skin cancer or precancerous lesions (e.g., nevi or a large number of moles).

- If your skin has been artificially or naturally tanned recently. Your skin may be sensitive following sun exposure and particularly susceptible to side effects of IPL treatment (e.g. burn, blister, discolour or scar to your skin). Also, avoid unprotected exposure to direct sunlight after your IPL treatment.

Certain conditions can also prohibit the use of this device.

Do not use the device if any of the following applies:

- You have a chronic medical condition.
- You have a chronic skin disease (e.g. psoriasis or vitiligo) or damaged skin (e.g. sunburn, cuts, open wounds or active infections) in the areas you wish to treat.
- You have varicose veins in the area you wish to treat.
- You have a known sensitivity to sunlight (photosensitivity) or are taking medication that may make the skin more sensitive (e.g. Retin A, Accutane and/or other topical retinoids).
- You have had a professional skin peel treatment on the area you wish to treat.
- You have any of the above, this device may injure your skin or make existing conditions worse. You may experience side effects such as burns, blisters and skin color changes (hyper- or hypo-pigmentation) or scarring.

If you are unsure whether this device is safe for you to use, please consult your physician or dermatologist. If you take any kind of medication regularly and over a long period of time, please consult your physician for any potential impact on skin sensitivity to light.

Warnings

Do not use on ...

- scalp, eyebrows or anywhere near or around the eyes. Use in these areas may permanently damage your eyes.
- a tattoo or permanent makeup in the treatment area.
- nipples, genitals or in the anus. These areas may have a darker skin color and/or greater hair density and using the device in these areas may cause discomfort/pain or injure your skin.
- dark brown or black spots such as freckles, birthmarks, moles or warts in the treatment area.
- beard / facial hair for men.

It is not recommended to use the device on areas of skin where dermal fillers are present.

Do not use more than once a week on the same area. Damage of skin may occur after prolonged or repeated treatment on one site.



Eye safety

Do not look directly into the glass filter (9) or attempt to activate the device toward the eyes. To protect the safety of your eyes and those of individuals nearby, the device will only activate when both skin tone sensors are placed against the skin. If at any time the device activates when both sensors are NOT in contact with the skin, STOP use immediately and contact your retailer.

Possible eye injury (potentially leading to loss of vision) or skin injury if instructions are not followed. Protect the eye from exposure. Do not use the appliance over the eye lids or close to the eye. We recommend you look away from the device when pushing the treatment button.

Precautions

- It is not intended for use by people under 18 years old.
- People with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, may use the device if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the device and understand the hazards involved.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device. Always keep the device out of children's reach.
- There are a number of potential risks - exposure to the light output causing burns or eye damage, electrocution, strangulation from the cord.

Electrical and fire safety

Regularly check the device and cords for visible signs of damage. In case of damage or cracks, stop using the device. Electric shock may result from using a damaged device. In case of defects, have the device

checked and repaired by an authorized service center. Unqualified repair work can lead to extreme hazards for the user.

CAUTION

Always unplug the appliance after use and in case of a power failure to avoid risk or damage to the equipment.

Do not subject the device to heavy shocks to avoid risk of damage to the lamp.

Do not position the device so that it is difficult to disconnect from the mains supply.

Do not leave the device unattended when it is switched on to avoid the risk of fire or burns.

WARNING

If the wall socket used to power the device has poor connections, the mains plug becomes hot. Make sure you plug the device into a properly installed wall socket to avoid the risk of fire and burns.

No modification of the equipment is allowed. Do not use any other component, nor manipulate the device. This may damage the unit and cause it stop working.

DANGER

Never attempt to repair and open the device, as this may expose you to dangerous electrical components and to pulsed light energy, either of which may cause serious bodily damage and/or permanent eye injury.

WARNING: Water and electricity are a dangerous combination!



To avoid risk of electrocution,

- do not use this device in wet surroundings (e.g. in a bathroom, near a shower or swimming pool);
- do not let water run into the device.

To avoid electric shock, never use a wet device.

Do not use if the device is damaged (e.g. cracked housing, cord damage etc). Internal parts contain electric charges that are hazardous.

Regularly inspect the treatment window (1) for damage:

Do not use if the glass filter (9) is cracked or missing. Do not use if the built-in reflector is missing or not in correct place.

Do not touch the glass filter during or directly after use since it will get hot.

Do not use petroleum-based or flammable cleaning agents (alcohol, acetones) on the device as these pose a fire risk.

Do not use abrasive cleaning agents. These may damage the device or scratch the glass filter.

Do not attempt to use this device other than for removing unwanted hair.

Do not use the device on a surface other than skin. Do not press the treatment button when the treatment window (1) is not placed in full contact with the skin.

Do not block the cooling vents. The device may overheat and pose an electric shock risk or fire hazard.

Under continued use the temperature of the device may reach a maximum of 60°C. After treatment, remove the device from the skin.

How to use

Preparing the treatment area

Remove any visible hair on the skin before using the device. You may use your preferred hair removal method. To keep the treatment window clean and intact, ensure there is no hair remaining on the skin surface. Clean the treatment area and pat it dry.

To power on the device:

Use the mains cord (8) to connect the base station to an electrical outlet. Press any button (4 or 5) to activate the device. The LED power bars (3) will light up once and a fan starts running. This means the device is in READY mode. During operation, the device will heat up slightly.

Automatic light adaptation

When both skin tone sensors (2) have skin contact, the device reads your skin tone and selects the appropriate light intensity which is indicated by white LEDs on the Power bars (3). These confirm that the device is ready to flash.

	light skin tone → high light intensity
	dark skin tone → low light intensity with fast flash rate
no LEDs	no skin contact → device will not flash
	invalid skin tone → device will not flash

Sensitive Mode

Push the mode button (4) to reduce the light intensity. You can toggle through the following 3 settings:

- Standard:** 3 indicator lights
- Sensitive:** 2 indicator lights
- Extra Sensitive:** 1 indicator light (lowest light intensity with fast flash rate)

Sensitive and extra sensitive settings are intended for sensitive areas and first time users. With reduced light intensity, more treatments may be required to see the desired effects.

The power bars flash to confirm a change in the light intensity setting.
When holding the mode button (4) longer than 3 seconds, the device is deactivated.
After 10 minutes without use, the device is automatically deactivated.
Press any button to re-activate it.

Skin Test

Before your first treatment, we recommend you test your skin for reaction on a small area of skin on one of the following body parts: lower leg, upper leg, arm pit, lower arm.
Perform two flashes next to each other as described below in chapter «Treatment methods», section «STAMPING». Wait 15 minutes to examine the test area. If the skin appears normal, begin your first treatment. If a skin reaction develops, switch to sensitive mode and repeat the test. Wait for another 15 minutes. If the skin reaction persists, wait for another 24 hours. If skin reaction is present after this period, discontinue using the device and consult your physician.

Treatment methods

The area to be treated must be hair-free, clean and dry. Before pushing the treatment button, look away from the device to avoid the bright light. In seldom cases, a user may find the flash too bright. However, there is no safety risk associated with this. For increased comfort, we recommend treating in a well-lit room to help reduce the perceived brightness.

GLIDING for fast and efficient treatment of large areas (e.g. legs).	STAMPING for treating small, hard-to reach areas (e.g. face / bikini area for females, underarms, knee, chin, ankles)
1. Place the treatment window firmly on your skin, ensuring both skin sensors have skin contact. The power bars (3) show white LEDs	
2. Press and hold the treatment button (5). The device will begin to flash.	2. Press and instantly release the treatment button (5). The device will emit a flash.

3. Move the device <u>slowly and continuously</u> from the bottom to the top of the treatment area. Make sure to always keep full skin contact so that the device flashes continuously.	3. Lift off the device and place it onto the next adjacent spot to be treated. Wait for the power bars to show white LEDs. Then press and release the treatment button.
Once the gliding stroke is completed, lift the device off the treatment area. Repeat steps 1-3 to treat the next adjacent area in a parallel stroke.	Continue treatment spot by spot until you have completed the entire area you wish to treat.

Make sure you avoid missed areas by placing the treatment window directly next to the previously treated spot without leaving any space between treated areas. Avoid overlapping treatment or treating the same area twice as this may increase the chance of producing adverse reactions.

If you feel intense pain, stop treatment immediately and consult your physician before using the device again.

Treatment head(s)


The standard head (10) can be used on all areas.

The wide head (11) is efficient on large body areas.

The precision head (12) has been specifically designed for small, curvy, hard to reach areas.

In case your device comes with two precision heads, one of them is marked ⊕.

This helps distinguishing the head used on the face from the one used on other body areas.



How to treat the face (females only)

- Before treating the face, make sure you have done a skin test. Remove any visible hair and cosmetics, lotions and creams from the area you wish to treat.
- Before pressing the treatment button, close your eyes or look away to avoid the bright light. Avoid treating the same area twice as this may increase the chance of producing adverse reactions.
- When treating the upper lip area, avoid contact with the lips and the nostrils. The central area below the nostrils might be sensitive.
- Do not use on permanent / semi-permanent lip liner on the lip margin.
- TIP: You can press your lips together to ensure that the light does not activate on the upper lip itself.
- Hair growth under the chin can be denser and coarser. This can sometimes lead to slight skin reddening following a treatment. This redness is temporary and should completely disappear after 24 hours.

NOTE:

- If redness or a burning sensation occurs and lasts for several minutes, apply a cool cloth/pad to soothe the area.
- If any pigment changes in the skin, e.g., lightening or darkening, are observed, stop using the device. Seek medical advice to determine the cause which may be due to an underlying medical condition.

Standard treatment plan

Start-up phase (weekly)	1 treatment per week (4-12 weeks)
Maintenance treatment (monthly)	continue treating to your needs, e.g. every 1-2 months.

The typical hair growth cycle varies between individuals and could take up to 16 months depending on body area. Since only hairs in their growing phase are susceptible to treatment with light, it is important to do multiple treatments to achieve continuously smooth skin. For this reason, we recommend a start-up phase with one treatment per week over a period of 4 -12 weeks.

In case you no longer see hair growing, you do not need to complete the full 12 weekly treatments. You can switch to the maintenance treatments.

After treatment

Once you have completed your treatment, unplug the mains cord from the electrical outlet.

After treatment, we recommend using sunscreen SPF >15 whenever treated areas may be exposed to the sun. We recommend avoiding exposure to artificial light sources, such as tanning booths or solariums.

Avoid any activity or skin products that may irritate your skin for 24 hours after treatment. This includes using hot tubs or saunas, wearing tight-fitting clothing, using bleaching creams, perfumed products or exfoliation products. The above may cause irritation, such as itching and redness, in the treated areas.

Cleaning and storage

After each treatment, inspect the treatment window (1), the skin tone sensors (2), the glass filter (9) and the built-in reflectors for damage. Do not touch or clean the glass filter immediately after use to allow it to cool down. Wipe the treatment window with a dry, lint-free cloth if any marks or black spots are visible. Do not rinse or immerse the device in water or any other liquid.

To ensure maximum performance, keep the heads (10, 11, 12) with their built-in reflectors free from dirt, hair or other debris. Do not clean in water, but use a dry cloth for cleaning them carefully.

Store the device in a cool, dry place. Make sure the treatment window and skin sensors are protected from damage.

Possible side effects

Some people will experience slight discomfort (e.g. heat or redness of the skin) when using the device – this is normal. You may feel heat and tingling when activating the flash, followed by redness in the skin. This type of reaction usually disappears within 24 hours. Adverse reactions are usually immediate or appear within 24 hours. In rare cases, they may take up to 72 hours to appear. If you experience abnormal skin reactions please contact your physician.

Side effect	How to assess and react
Warm feeling or tingling sensations during treatment which typically disappear after a few seconds to a minute and decrease with continued use.	This is expected and normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed.
Discomfort or pain is intense during treatment or persists after a treatment.	Stop using the device and consult your physician before using it again.
Skin redness during or after treatment which disappears within minutes to several hours.	This is expected and normal for all IPL treatments. You can keep on using the device as instructed once skin redness has disappeared.
Skin redness which does not go away within 24 - 48 hours after treatment.	Stop using the device and consult your physician before using it again.
In very rare cases:	
Swelling and redness around the hair follicle that disappears within two or three days.	You can keep on using the device as instructed once swelling and redness around the hair follicle has disappeared.
Swelling and redness around the hair follicle that does not disappear within two to three days.	Stop using the device and consult your physician before using it again.
Temporary changes in skin color (lightening or darkening).	If your skin color changes, stop using the device and consult your physician.
Increase in hair growth in areas of treatment (more likely to be seen with subjects of Mediterranean descent).	If this increase persists over several treatments, stop using the device and consult your physician.

In case of adverse events please contact your national competent authority and the device manufacturer.

Trouble shooting

The following troubleshooting guide may help you solving initial problems you may experience with this device.

Problem	Solution
Power bars do not light up when treatment window is placed on the skin.	Make sure the device is connected to an electrical outlet. Press any button (4 or 5) to activate it. Ensure both skin tone sensors are in full contact with the skin. If needed, move the device in a way that both skin tone sensors get skin contact.
The device doesn't work on small areas.	Use the precision head (12) on small, hard-to-reach areas. Make sure both skin tone sensors are in contact with the skin.
Flashing sequence slows down.	Device is in heat-protection mode. To get back to normal speed, allow device to cool down.
On the power bar, only the first LED illuminates red.	Invalid skin tone reading. Your skin is either too light or too dark. The device will not flash.
Centre mode button light is flashing.	Device is deactivated. Press any button to re-activate it.
First LED on power bars flashes red.	Head (10, 11, 12) has been taken off. Re-attach it.
The power bars show an unfamiliar pattern of one red LED shining along with individual white LEDs.	Device error. Device will not operate. Unplug and reconnect. If error persists, contact a Braun Service Centre for repair.
All white LEDs flash.	End of product lifetime. Maximum number of flashes (400,000) has been reached.
The device is broken, cracked or appears defective.	Do not use if the handle, the base station or the mains cord is damaged. If you are in any doubt about the safety or suspect it is damaged in any way, you must not use it.

Disposal

The product contains recyclable electronic waste. To protect the environment, do not dispose of it in the household waste, but take it to appropriate local collection points.



Labels and symbols

The base station is marked with the following symbols:

	Type BF Applied Part		Serial number
	Class II equipment		WEEE waste disposal mark of the European Union
	Optical radiation		Conformity mark of the European Union
	Follow instructions for use		Manufacturer:
	Not suitable for use in a bathtub or shower		Keep Dry

Technical specifications

Repetition rate:	every 0.5 – 0.9 seconds (depending on setting), continuous operation
Max optical output:	6 J/cm ²
Pulse length:	2.6 msec FWHM
Wave length:	510 - 2000 nm
Power line input:	100 - 240V~, 50-60Hz, 2.0 -1.0A
Operating temperature:	5°C - 40°C
Optimum operating temperature:	15°C - 30°C
Operating humidity:	up to 93% R.H. non-condensing
Operating pressures:	700 hPa to 1060 hPa
Treatment area (spot size):	
Standard head:	3 cm ²
Wide head:	4 cm ²
Precision head:	1.5 cm ²

Transport Conditions:

Temperature range:	– 25°C to 70°C
Humidity:	up to 93% R.H. non-condensing
Pressures:	500 hPa to 1060 hPa

The device includes 400,000 flashes and is intended for use up to 6 years by a single user.

This device complies with the EU Radio Equipment Directive 2014/53/EU and the UK Radio Equipment Regulations 2017.

The device contains a radio module which operates in 2.401 to 2.473 GHz band with a maximum power of 20mW (13 dBm). Hereby, Braun GmbH declares that the radio equipment for type 6036 is in compliance with Directive 2014/53/EU and UK Statutory Instruments.

The device is intended to connect to a network with the following characteristics.

- Open or Private network with internet access
- WLAN 802.11 b/g/n
- Frequency band: 2.4 GHz
- Channel 1-11
- WPA/WPA2/WPA3

The correct operation of the device does not rely on the connection to the network. Further information can be found in the terms and conditions of the mobile app.

The full text of the EU and UKCA Declarations of Conformity can be found in the following URL:
<https://uk.braun.com/en-gb/ce>

This device complies with the following EMC Standards and latest Amendments applicable to Household and Medical Devices.

These are: EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-17 (2020-09) V3.2.4, ETSI EN 3000 328 V 2.2.2. (2019-07), EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0) FCC CRF 47 Part 15B 15.107 and 15.109, IECs-003 Issue 6.0

This device also complies with the following Safety Standards and latest Amendments applicable to Household and Medical Devices.

These are: IEC 60335-1:2012, IEC 60335-2-113:2016, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 and 2014, IEC 60601-2-83:2019.

This device is classified as Risk Group Exempt for all hazards

For Spectral Irradiance, please refer to Annex 1 on page 30.

Subject to change without notice.

Français

Nos produits sont conçus pour répondre aux plus hautes normes de qualité, de fonctionnalité et de design. En utilisant une technologie lumineuse professionnelle, Braun Skin i-expert à lumière pulsée intense (IPL) vous permet d'épiler de façon permanente les poils visibles et indésirables, sans avoir besoin de sortir de chez vous. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les instructions, notamment les contre-indications, les avertissements et les informations relatives à la sécurité. Conservez-les pour un usage ultérieur.

Cet appareil a été conçu afin de diminuer, après une certaine période de traitement, la repousse des poils à long terme. Les parties du corps à privilégier pour l'utilisation de cet appareil comprennent :

Femmes : Jambes, bras, aisselles, maillot et visage (en dessous des pommettes)

ATTENTION : Ne pas utiliser l'appareil au niveau des yeux et du front.

Hommes : Épaules, torse, dos, bras, ventre et jambes

ATTENTION : Ne pas utiliser sur le visage, le cou et les parties génitales.

Utiliser cet appareil pour vous raser ou pour l'épilation des poils du visage peut être à l'origine de modifications indésirables des caractéristiques faciales.

Le traitement à lumière pulsée (IPL) ne convient pas à tout le monde. Il est très efficace sur des teints clairs et légèrement foncés et chez les personnes ayant des poils foncés. Veuillez vous référer au tableau des types de teints et de couleurs des poils à la page 3 afin de déterminer si l'appareil vous conviendra.

Description

- 1 Fenêtre de traitement
- 2 Capteurs de teint SensoAdapt™
- 3 Barres LED
- 4 Bouton de mode avec voyants lumineux
- 5 Bouton de traitement
- 6 Manche
- 7 Station de base
- 8 Câble secteur
- 9 Filtre en verre (filtre UV intégré)
- 10 Tête standard
- 11 Tête large*
- 12 Tête de précision*

*cela dépend des modèles

Comment ça marche ?

Skin i-expert de Braun agit sous la surface de la peau en ciblant la mélanine contenue au niveau du follicule pileux et permet d'interrompre le cycle de repousse des poils. Avec une utilisation continue et régulière, l'énergie de la lumière empêche les poils indésirables d'atteindre la surface de la peau.



Les capteurs de teint SensoAdapt™ (2) intelligents détectent avant chaque flash la couleur de votre teint et adaptent automatiquement l'intensité lumineuse nécessaire pour une plus grande efficacité en toute sécurité. Ceci permet de traiter les teints de manière appropriée. Cependant, si votre teint est trop foncé, l'appareil ne fonctionnera pas.

Contre-Indications

Ne pas utiliser l'appareil ...

- si votre peau est plus foncée que le teint V présenté sur le tableau des teints page 3. Étant donné qu'une peau foncée absorbe davantage d'énergie lumineuse, traiter une peau très foncée peut causer

douleurs et sensations désagréables, être à l'origine d'effets indésirables (par ex., brûlures, cloques, décoloration ou cicatrices) et endommager la peau.

- si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous avez moins de 18 ans car l'appareil n'a pas été testé sur ce type de personnes.
- si vous avez des antécédents de cancer cutané ou de lésions précancéreuses (par ex., naevi ou nombreux grains de beauté).
- si vous avez récemment bronzé (bronzage naturel ou artificiel). Une exposition au soleil a tendance à rendre votre peau plus sensible et cette dernière sera particulièrement sujette aux effets indésirables du traitement à lumière pulsée intense (IPL) (brûlure, cloque, décoloration ou cicatrice). Après un traitement à lumière pulsée intense (IPL), évitez également une exposition au soleil directe et non protégée.

Certaines conditions empêchent également l'utilisation de cet appareil.

Ne pas utiliser cet appareil si les conditions suivantes existent :

- Vous avez une condition médicale chronique.
- Vous avez une maladie cutanée chronique (psoriasis, vitiligo, etc.) ou une peau endommagée (coups de soleil, coupures, blessures ouvertes ou infections) au niveau des zones que vous souhaitez traiter.
- Vous avez des varices au niveau des zones que vous souhaitez traiter.
- Vous avez une sensibilité connue à la lumière du soleil (photosensibilité) ou vous prenez des médicaments qui sensibilisent davantage votre peau (Retin-A, Accutane et/ou autres rétinoïdes topiques).
- Vous avez subi un traitement abrasif (peeling) sur la zone que vous souhaitez traiter.
- Si vous avez l'une des conditions ci-dessus, l'appareil peut endommager votre peau ou empirer des conditions existantes. Vous pouvez présenter les effets indésirables suivants : brûlures, cloques ou modifications de la couleur de la peau (hyper- ou hypo-pigmentation) ou cicatrices.

Si vous n'êtes pas certain(e) de pouvoir utiliser cet appareil en toute sécurité, veuillez consulter votre médecin ou dermatologue.

Si vous suivez régulièrement un traitement médical depuis longtemps, veuillez consulter votre médecin afin de déterminer tout impact potentiel ou toute sensibilité cutanée à la lumière.

Avertissements

Ne pas utiliser sur ...

- le cuir chevelu, les sourcils ou autour des yeux. Utiliser cet appareil sur ces zones peut être à l'origine de lésions oculaires permanentes.
- un tatouage ou maquillage permanent sur la zone à traiter.
- les mamelons, les parties génitales ou autour de l'anus. Au niveau de ces zones, la peau peut avoir une coloration plus foncée et/ou une densité pilaire plus importante. Utiliser l'appareil sur ces zones peut causer douleurs et sensations désagréables ou encore endommager votre peau.
- des taches noires ou foncées comme les taches de naissance, grains de beauté ou verrues sur la zone à traiter.
- Barbe/Pilosité faciale chez les hommes

Nous vous recommandons de ne pas utiliser cet appareil sur les zones ayant subi des remplissages dermiques.

Ne pas utiliser plus d'une fois par semaine sur la même zone. La peau peut être endommagée après des traitements longs ou répétés sur une même zone.



Sécurité des yeux

Ne pas diriger votre regard sur le filtre en verre (9) ou tenter d'activer l'appareil dans la direction des yeux. Pour protéger vos yeux et les yeux de ceux qui se trouvent à proximité, l'appareil ne s'activera que lorsque les capteurs de teint seront placés contre la peau. Si, à tout moment, l'appareil s'active alors que les deux capteurs ne sont PAS en contact avec la peau, ARRÊTEZ immédiatement l'appareil et contactez votre revendeur.

Tout manquement aux instructions peut entraîner des blessures aux yeux (pouvant causer une perte de la vue) ou des blessures cutanées. Protéger les yeux contre les expositions. Ne pas utiliser l'appareil sur les paupières ou à proximité des yeux.

Nous vous conseillons de détourner les yeux de l'appareil lorsque vous appuyez sur le bouton de traitement.

Précautions

- L'appareil ne doit pas être utilisé par les personnes âgées de moins de 18 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les dangers encourus.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Tenir cet appareil hors de portée des enfants.
- Il existe un certain nombre de risques potentiels : l'exposition à la lumière provoquant des brûlures ou des lésions oculaires, l'électrocution, l'étranglement par le cordon.

Sécurité des installations électriques et anti-feu

Veillez régulièrement vérifier l'appareil et les câbles et vous assurer qu'il n'existe pas de signes d'endommagement visibles. En cas d'endommagement ou de fissures, cessez d'utiliser l'appareil. Des chocs électriques sont susceptibles de se produire si vous utilisez un appareil endommagé. En cas de défauts, faites vérifier l'appareil et, le cas échéant, faites-le réparer dans un centre de service autorisé. Une réparation effectuée par une personne non qualifiée peut être extrêmement dangereuse pour l'utilisateur. Veuillez toujours débrancher l'appareil après utilisation.

ATTENTION

Pour éviter tout risque ou dommage, débranchez toujours l'appareil après utilisation et en cas de panne de courant.

Ne soumettez pas l'appareil à des chocs violents pour éviter le risque de détérioration de la lampe.

Ne placez pas l'appareil de manière à ce qu'il soit difficile de le débrancher.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé pour éviter tout risque d'incendie ou de brûlure.

AVERTISSEMENTS

Si la prise murale utilisée pour alimenter l'appareil a une mauvaise connexion, la fiche de l'appareil devient chaude. Assurez-vous de brancher l'appareil à une prise murale correctement installée pour éviter tout risque d'incendie et de brûlure.

Aucune modification de l'appareil n'est autorisée. N'utilisez pas d'autres composants et ne manipulez pas l'appareil. Cela pourrait l'endommager et l'empêcher de fonctionner.

DANGER

Ne tentez jamais de réparer ni d'ouvrir l'appareil car ceci peut vous exposer à des composants électriques dangereux et à l'énergie de lumière pulsée, pouvant causer d'importantes blessures physiques et/ou des lésions oculaires permanentes.

AVERTISSEMENTS : L'eau et l'électricité forment une combinaison dangereuse !



Pour éviter les risques d'électrocution :

- n'utilisez pas cet appareil dans un environnement humide (par exemple dans une salle de bains, près d'une douche ou d'une piscine) ;
- ne laissez pas l'eau pénétrer dans l'appareil.

Pour éviter tout choc électrique, n'utilisez jamais un appareil mouillé.

Ne pas utiliser si l'appareil est endommagé (boîtier fissuré, câble endommagé, etc.) L'intérieur contient des composants électriques dangereux.

Inspecter régulièrement la fenêtre de traitement (1) à la recherche d'éventuels dommages : Ne pas utiliser si le filtre en verre (9) est fissuré ou manquant, Ne pas utiliser si le réflecteur intégré est absent ou mal positionné.

Ne pas toucher le filtre en verre lors de l'utilisation ou immédiatement après car il sera chaud.

Ne pas utiliser de nettoyants inflammables (alcool, acétone) ou dérivés du pétrole sur l'appareil car ils peuvent présenter un risque d'incendie.

Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Ils peuvent endommager l'appareil ou érafler le filtre de verre.

Ne pas tenter d'utiliser l'appareil pour d'autres raisons que l'épilation.

Ne pas utiliser l'appareil sur une surface autre que la peau. Ne pas appuyer sur le bouton de traitement si la fenêtre de traitement (1) n'est pas entièrement placée au contact de la peau.

Ne pas bloquer les voies d'aération. L'appareil peut surchauffer et présenter un risque de choc électrique ou d'incendie.

En cas d'utilisation continue, la température de l'appareil peut atteindre un maximum de 60 °C. Après la séance, retirez l'appareil de la peau.

Conseils d'utilisation

Préparation de la zone à traiter

Rasez les poils visibles avant d'utiliser l'appareil. Utilisez votre méthode de rasage privilégiée. Pour garder la fenêtre de traitement propre et intacte, assurez-vous qu'il n'y a plus de poils à la surface de la peau. Lavez la zone à traiter et séchez-la soigneusement.

Pour l'alimentation de l'appareil :

Utilisez le câble secteur (8) pour connecter la station de base à une prise électrique. Appuyez sur n'importe quel bouton (4 ou 5) pour activer l'appareil. Les barres LED (3) s'allumeront immédiatement et un ventilateur commencera à fonctionner. Ceci signifie que l'appareil est en mode PRÊT. Lors du fonctionnement, l'appareil chauffera légèrement.

Adaptation automatique à la lumière

Quand les deux capteurs de teint (2) sont en contact avec la peau, l'appareil lit le teint et sélectionne l'intensité lumineuse appropriée indiquée par des LED de couleur blanche au niveau des barres LED (3). Celles-ci indiquent que l'appareil est prêt à flasher.

	teint clair → intensité lumineuse élevée
	teint foncé → (intensité lumineuse faible avec haute fréquence de flashes)
 pas de lumière	pas de contact avec la peau → L'appareil ne flashera pas.
 lumière rouge	teint non valide → L'appareil ne flashera pas.

Mode doux

Appuyez sur le bouton de mode (4) pour réduire l'intensité lumineuse. Vous pouvez basculer entre les trois réglages suivants :

Standard : Trois voyants lumineux

Doux : Deux voyants lumineux

Ultra doux : Un seul voyant lumineux (intensité lumineuse la plus faible avec fréquence de flashes rapide)

Les modes doux et ultra-doux sont conçus pour les zones sensibles et pour les débutants. Si vous optez pour une intensité lumineuse réduite, des traitements supplémentaires peuvent être nécessaires pour obtenir les effets désirés.

Les barres LED clignotent pour confirmer un changement du réglage de l'intensité lumineuse. Si vous appuyez plus de trois secondes sur le bouton de mode (4), l'appareil sera désactivé.

Après 10 minutes sans utilisation, l'appareil est automatiquement désactivé. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le réactiver.



Test épidermique

Avant votre première séance, nous vous recommandons de tester la réaction de votre peau sur une petite surface d'une des zones suivantes du corps : jambe, cuisse, aisselle, avant-bras. Appliquez deux flashes l'un à côté de l'autre comme décrit ci-dessous dans le chapitre « Méthodes de traitement », section « MODE TAMPON ». Attendez 15 minutes puis examinez la zone de test. Si la peau semble normale, vous pouvez alors effectuer votre premier traitement. Si une réaction cutanée apparaît, passez en mode peaux sensibles et répétez le test. Attendez encore 15 minutes. Si la réaction cutanée persiste, attendez encore 24 heures. Si la réaction cutanée persiste après cette période, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.

Méthodes de traitement

La zone à traiter doit être parfaitement rasée, propre et sèche. Avant d'appuyer sur le bouton de traitement, éloignez vos yeux de l'appareil afin d'éviter tout contact avec la lumière. Dans de rares cas,

l'utilisateur peut trouver le flash trop lumineux. Néanmoins, il n'existe aucun risque pour la sécurité associé à un flash trop lumineux. Pour un confort optimal, nous recommandons de réaliser le traitement dans une pièce bien éclairée pour réduire la sensation de luminosité.

EN GLISSANT pour un traitement rapide et efficace des grandes surfaces (par exemple, les jambes)		EN TAMPONNANT pour le traitement des petites zones, difficiles à atteindre (par exemple, visage pour les femmes, maillot, aisselles, genoux, tibias, chevilles)	
1. Placez fermement la fenêtre de traitement (1) sur la peau et assurez-vous que les capteurs (2) sont en contact avec la peau. Les barres LED (3) affichent une lumière blanche.			
2. Enfoncez et maintenez le bouton de traitement (5). L'appareil commence à flasher.		2. Enfoncez et relâchez immédiatement le bouton de traitement (5). L'appareil émettra un flash.	
3. Déplacez l'appareil lentement et en continu du bas vers le haut de la zone à traiter. Assurez-vous de toujours maintenir le contact avec la peau pour que l'appareil flashe de manière continue.		3. Relevez l'appareil et placez-le sur la zone à traiter suivante. Attendez que les barres LED émettent une lumière blanche. Enfoncez alors et relâchez immédiatement le bouton de traitement.	
Une fois le premier mouvement terminé, soulevez l'appareil de la zone de traitement. Répétez les étapes 1 à 3 pour traiter la zone adjacente suivante dans un mouvement parallèle.		Continuez ainsi jusqu'à ce que toute la zone que vous souhaitez traiter soit terminée.	

Pour ne manquer aucune zone, placez la fenêtre de traitement directement à côté de l'endroit traité au préalable sans laisser d'espace entre les zones traitées. Évitez les traitements qui se chevauchent ou de traiter la même zone deux fois car cela peut augmenter les risques d'effets indésirables.

Si vous ressentez une douleur intense, arrêtez immédiatement le traitement et consultez votre médecin avant d'utiliser à nouveau l'appareil.

Tête(s) de traitement

La tête standard (10) peut être utilisée sur toutes les zones. La tête large (11) est efficace pour les grandes surfaces. La tête de précision (12) a été spécialement conçue pour les petites zones, incurvées ou difficiles à atteindre. Si votre Silk-expert est fourni avec deux têtes de précision, l'une d'elle porte la mention ⊕. Cela vous permettra de distinguer la tête à utiliser pour le visage et celle destinée aux autres parties du corps.



Comment traiter le visage (pour les femmes uniquement)

- Avant de traiter le visage, assurez-vous d'avoir effectué un test épicutané. Rasez les poils visibles et éliminez tout maquillage, lotion et crème de la zone à traiter.
- Avant d'appuyer sur le bouton de traitement, fermez les yeux ou éloignez vos yeux de l'appareil afin d'éviter tout contact avec la lumière. Évitez de traiter la même zone deux fois car cela peut augmenter les risques d'effets indésirables.
- Pendant le traitement de la lèvre supérieure, évitez le contact avec les lèvres et les narines. La zone centrale en dessous des narines peut être très sensible.
- Ne pas utiliser sur un maquillage permanent/semi-permanent sur la bordure des lèvres.
- **CONSEILS** : Vous pouvez maintenir vos lèvres scellées pour vous assurer que la lumière ne s'active pas sur la lèvre supérieure elle-même.
- Les poils qui poussent sous le menton ont tendance à être plus denses et plus rudes. Le traitement peut alors causer des rougeurs sur les peaux claires. Ces rougeurs sont temporaires et devraient entièrement disparaître au bout de 24 heures.

NOTE :

- Si une rougeur ou une sensation de brûlure se produit et persiste pendant quelques minutes, appliquez un linge frais pour soulager la zone.
- Si des changements dans la pigmentation de la peau (si la peau devient plus claire ou plus foncée) sont observés, cessez d'utiliser l'appareil. Demandez conseil à votre médecin afin de déterminer s'il existe une condition médicale sous-jacente.

Plan de traitement

Phase de démarrage (hebdomadaire)	1 traitement par semaine (4 à 12 semaines)
Traitement d'entretien (mensuel)	Continuez à traiter selon vos besoins, par exemple tous les 1 ou 2 mois

Le cycle typique de repousse du poil varie d'un individu à l'autre et peut prendre jusqu'à 16 mois en fonction de la partie du corps. Étant donné que seuls les poils dans leur phase de repousse sont susceptibles de répondre au traitement par lumière, il est important de multiplier les traitements pour obtenir une peau complètement lisse. Pour cette raison, nous recommandons une phase de démarrage avec un traitement par semaine pendant 4 à 12 semaines.

Si la repousse des poils ne se produit plus, il n'est pas nécessaire de terminer les 12 traitements hebdomadaires. Vous pouvez passer au traitement d'entretien.

Après le traitement

Une fois le traitement terminé, débranchez le câble secteur de la prise électrique.

Après le traitement, nous vous recommandons d'utiliser une protection solaire FPS 15 quand les zones sont susceptibles d'être exposées au soleil. Nous vous recommandons d'éviter une exposition à des sources de lumière artificielle comme les cabines de bronzage et les solariums.

Dans les 24 heures qui suivent le traitement, évitez toute activité ou tous produits pour la peau qui pourraient l'irriter. Ceci inclut les spas ou les saunas, le port de vêtements serrés, l'utilisation de crèmes blanchissantes, de produits parfumés ou de produits d'abrasion superficielle. Ils peuvent être à l'origine d'irritations, de démangeaisons et de rougeurs au niveau des zones traitées.

Nettoyage et stockage

Après chaque traitement, vérifiez qu'il n'y a pas de dommages sur la fenêtre de traitement (1), les capteurs de teint de peau (2), le filtre en verre (9) et le réflecteur intégré. Ne pas toucher ou nettoyer le filtre en verre immédiatement après utilisation afin qu'il refroidisse. Essuyez la fenêtre de traitement avec un linge sec et non pelucheux si vous remarquez des marques ou taches noires.

Ne pas rincer ou plonger l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Pour garantir des performances optimales, conservez les têtes (10, 11, 12) et leurs réflecteurs intégrés à l'abri de la poussière, des poils ou autres débris. Ne nettoyez pas à l'eau, utilisez plutôt un chiffon sec et nettoyez-les délicatement.

Gardez l'appareil dans un endroit sec et frais. Assurez-vous que la fenêtre de traitement et les capteurs de teints sont bien protégés.

Effets indésirables possibles

Certaines personnes feront l'expérience de légers désagréments (chaleur ou rougeurs de la peau) lors de l'utilisation de l'appareil. Ceci est tout à fait normal. Il est possible de ressentir de la chaleur et des fourmillements quand vous activez le flash, ce qui sera suivi par des rougeurs cutanées. Ce type de réaction disparaît habituellement dans les 24 heures. Les réactions indésirables apparaissent généralement immédiatement ou dans les 24 heures. Dans de rares cas, elles peuvent se manifester au bout de 72 heures. Si vous faites l'expérience de réactions cutanées anormales, veuillez contacter votre médecin.

Effet indésirable	De quoi s'agit-il et comment réagir
Sensations de chaleur et fourmillement pendant le traitement qui disparaissent généralement au bout de quelques secondes ou d'une minute et diminuent au fur et à mesure de l'utilisation.	Ceci est normal dans tous les traitements à lumière pulsée intense (IPL). Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil selon les instructions.

L'inconfort ou la douleur est intense lors du traitement ou persiste après le traitement.	Cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de continuer à utiliser l'appareil.
Rougeurs cutanées pendant ou après le traitement qui disparaissent au bout de quelques minutes ou de plusieurs heures.	Ceci est normal dans tous les traitements à lumière pulsée intense (IPL). Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil selon les instructions une fois que les rougeurs ont disparu.
Rougeurs cutanées qui ne disparaissent pas dans les 24 - 48 heures après le traitement.	Cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de continuer à utiliser l'appareil.
Très rarement :	
Rougeurs et gonflements autour du follicule pileux qui disparaissent dans les deux ou trois jours.	Vous pouvez continuer à utiliser l'appareil selon les instructions quand les rougeurs et gonflements autour du follicule pileux ont disparu.
Rougeurs et gonflements autour du follicule pileux qui ne disparaissent pas dans les deux ou trois jours.	Cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin avant de continuer à utiliser l'appareil.
Changements temporaires de la couleur de la peau (plus claire ou plus foncée).	Si la couleur de la peau change, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.
Augmentation de la repousse du poil au niveau des zones de traitement (se produisant le plus souvent chez les sujets d'origine méditerranéenne).	Si cette augmentation persiste malgré plusieurs traitements, cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin.

En cas d'effet indésirable, veuillez contacter l'autorité nationale compétente ainsi que le fabricant de l'appareil.

Résolution des problèmes

Le guide de résolution des problèmes suivant vous aidera à résoudre les problèmes qui peuvent surgir lors de l'utilisation de cet appareil.

Problème	Solution
Les barres LED ne s'allument pas quand la fenêtre de traitement est placée sur la peau.	Assurez-vous que l'appareil est branché à la prise électrique. Appuyez sur n'importe quel bouton (4 ou 5) pour activer l'appareil. Si nécessaire, déplacez l'appareil de façon à ce que les deux capteurs de teint soient en contact avec la peau.
L'appareil ne fonctionne pas sur les zones de petite taille.	Utilisez la tête de précision (si disponible) pour les petites zones ou celles difficiles à atteindre. Assurez-vous que les capteurs de teint de peau soient en contact avec la peau.
La séquence de flash ralentit.	L'appareil est en mode de protection thermique. Pour revenir à la normale, laissez l'appareil refroidir.
Sur la barre LED, seule la première LED s'allume en rouge.	Lecture du teint non valide. Votre peau est trop claire ou trop foncée. L'appareil ne flashera pas.
Le voyant lumineux du bouton de mode clignote.	L'appareil est désactivé. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le réactiver.
La première LED de la barre LED flashe une lumière rouge.	La tête (10, 11, 12) a été retirée. Remettez-la en place.
Les barres LED affichent un schéma inconnu : une LED rouge allumée et des LED individuelles blanches.	Erreur de l'appareil. L'appareil ne fonctionnera pas. Débranchez et rebranchez. Si l'erreur persiste, contactez un centre de service Braun pour réparation.
Toutes les LED blanches flashent.	Fin de vie du produit. Le nombre de flashes maximum (400 000) a été atteint.

L'appareil est cassé, fissuré ou semble défectueux.	Ne pas utiliser si le manche, la station de base ou le câble secteur sont endommagés. Si vous avez le moindre doute quant à la sécurité de l'appareil ou si vous soupçonnez qu'il est endommagé d'une manière ou d'une autre, ne l'utilisez pas.
---	---

Mise au rebut

Ce produit contient des déchets électroniques recyclables. Pour protéger l'environnement, ne le jetez pas avec les ordures ménagères, déposez-le dans un centre de recyclage approprié.



Étiquettes et symboles

La station de base porte les symboles suivants :

	Pièce appliquée de type BF		Numéro de série
	Équipement de classe II		Marque d'élimination des déchets de la directive DEEE de l'Union européenne
	Rayonnement optique		Marque de conformité de l'Union européenne avec numéro de l'organisme notifié
	Suivre les instruction d'utilisation		Fabriquant
	Ne doit pas être utilisé dans le bain ou sous la douche		Maintenir au sec

Caractéristiques techniques

Fréquence de répétition :	de 0,5 à 0,9 seconde (selon le réglage), fonctionnement en continu
Débit optique max. :	6 J/cm ²
Durée d'impulsion :	2,6 ms FWHM
Longueur d'onde :	510-2000 nm
Entrée de ligne électrique :	100 - 240 V~, 50-60 Hz, 2.0 - 1.0 A
Température de fonctionnement :	5 °C à 40 °C
Température optimale de fonctionnement :	15 °C à 30 °C
Humidité tolérée lors du fonctionnement :	jusqu'à 93 % d'humidité relative, sans condensation
Pressions en fonctionnement :	de 700 hPa à 1 060 hPa
Zone de traitement (surface) :	
Tête standard :	3 cm ²
Tête large :	4 cm ²
Tête de précision :	1,5 cm ²

Conditions de transport

Plage de températures :	de - 25 °C à 70 °C
Humidité :	jusqu'à 93 % d'humidité relative, sans condensation
Pressions :	de 500 hPa à 1 060 hPa

Cet appareil inclut 400 000 flashes et est prévu pour offrir jusqu'à 6 ans d'utilisation par une même personne.

Cet appareil est conforme à la Directive européenne 2014/53/EU relative aux équipements radioélectriques et à la réglementation britannique de 2017 relative aux équipements radioélectriques. L'appareil contient un module radio qui fonctionne sur la bande de 2,401 à 2,473 GHz, avec une puissance maximale de 20 mW (13 dBm). Par la présente, Braun GmbH déclare que l'équipement radio de type 6036

est conforme à la Directive 2014/53/EU et aux textes réglementaires du Royaume-Uni.
L'appareil est destiné à être connecté à un réseau présentant les caractéristiques suivantes.

- Réseau ouvert ou privé avec accès à l'internet
- Bande de fréquence : 2,4 GHz
- Canal 1-11
- WPA/WPA2/WPA3

Le bon fonctionnement de l'appareil ne dépend pas de la connexion au réseau. De plus amples informations sont disponibles dans les conditions générales de l'application mobile.

Le texte intégral des déclarations de conformité de l'UE et de l'UKCA est disponible à l'adresse suivante : <https://uk.braun.com/en-gb/ce>

Cet appareil est conforme aux dernières normes et amendements CEM suivants applicables aux appareils ménagers et médicaux. Il s'agit des suivants :

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, ETSI EN 301 489-17 (2020-09) V3.2.4, ETSI EN 3000 328 V 2.2.2. (2019-07), EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), FCC CRF 47 Partie 15B 15.107 et 15.109, IECS-003 Issue 6.0

Cet appareil est également conforme aux dernières normes de sécurité et aux amendements suivants applicables aux appareils ménagers et médicaux. Il s'agit des suivants :

IEC 60335-1:2012, IEC 60335-2-113:2016, IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1-11:2015, IEC 60601-2-57:2011, IEC 60601-1-6:2010, IEC 62366-1:2015, IEC 62304:2006 et 2014, IEC 60601-2-83:2019.

Cet appareil est classé dans le groupe à risque exempté pour tous les dangers.

Pour connaître l'irradiance spectrale, veuillez vous référer à l'annexe 1 de la page 30.

Sujet à toute modification sans préavis.

يتمثل الغرض من الجهاز في الاتصال بشبكة بالخصائص التالية.

• شبكة مفتوحة أو خاصة مع وصول إلى الإنترنت

WLAN 802.11 b/g/n •

• نطاق التردد: 2.4 جيجا هرتز

القناة 1-11

WPA/WPA2/WPA3 •

لا يعتمد التشغيل الصحيح للجهاز على الاتصال بالشبكة. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات في شروط وأحكام تطبيق الهاتف المحمول.

يمكن العثور على النص الكامل لإقرارات المطابقة الخاصة بالاتحاد الأوروبي وإقرارات المطابقة البريطانية في عنوان URL التالي:

<https://uk.braun.com/en-gb/ce>

يتوافق هذا الجهاز مع معايير التوافق الكهرومغناطيسي التالية وأحدث التعديلات المطبقة على الأجهزة المنزلية والطبية. وهي كالتالي:

ETSI EN 301 489-17, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 55014-2:2021, EN 55014-1:2021

FCC CRF 47, EN/IEC 60601-1-2:2014 (Ed 4.0), ETSI EN 3000 328 V 2.2.2. (2019-07), (2020-09) V3.2.4

IECS-003 Issue 6.0, Part 15B 15.107 and 15.109

يتوافق هذا الجهاز أيضًا مع معايير الأمان التالية وأحدث التعديلات المطبقة على الأجهزة المنزلية والطبية. وهي كالتالي:

IEC 60601-2-12:2012 و IEC 60335-2-113:2016 و IEC 60335-1:2005 و IEC 60601-1-11:2015 و IEC 60601-2-1:2015 و IEC 60601-2-83:2019 و IEC 62304:2006 و IEC 62366-1:2015 و IEC 60601-1-6:2010 و 57:2011

تم تصنيف هذا الجهاز كمجموعة مخاطر معفاة من جميع المخاطر.

بالنسبة للإشعاع الطيفي، يرجى الرجوع إلى الملحق 1 في الصفحة 30.

المعلومات قابلة للتغيير بدون إشعار مسبق.

Made in the United Kingdom

Year of manufacture

The 13-digit serial number on the base station indicates the last digit of the production year on digit 6 and the calendar week on digits 7 and 8.

Example: XYZXY610XYZXY indicates production in year 2016, week 10.

صُنع في المملكة المتحدة

عام التصنيع

يشير الرقم المسلسل المكون من 13 رقمًا أسفل القاعدة إلى آخر رقم من عام الإنتاج في الرقم 6 والأسبوع الميلادي في الرقمين 7 و8.

مثال: يشير الرقم XYZXY610XYZXY إلى الإنتاج في عام 2016، الأسبوع 10.

الضمان:

توفر براون ضمانًا لمدة عامين من تاريخ الشراء وخدمة ما بعد البيع لمدة عامين خارج الضمان يتم تطبيق هذا فقط في مصر.



التخلص من الجهاز

يحتوي هذا الجهاز على مخلفات إلكترونية قابلة لإعادة التدوير. لحماية البيئة، لا تتخلص من هذا الجهاز بإلقائه في المخلفات المنزلية، ولكن أذهب به إلى نقاط التجميع المحلية المناسبة، أو إلى إحدى مراكز خدمة براون.

الملصقات والرموز

يتم تمييز القاعدة الأساسية بالرموز التالية:

	الجزء التطبيقي من نوع BF		الرقم التسلسلي / سنة الصنع
	جهاز من الدرجة الثانية		علامة الاتحاد الأوروبي للتخلص من النفايات WEEE
	الإشعاع البصري		علامة المطابقة للاتحاد الأوروبي مع رقم الهيئة المبلغة
	اتبع تعليمات الاستخدام		الشركة المصنعة
	غير مناسب للاستخدام في حوض الاستحمام أو تحت الدش		يُحفظ جافاً

المواصفات الفنية

معدل التكرار:	كل 0,5 - 0,9 ثانية (حسب الإعداد)، عملية متواصلة
الحد الأقصى للخرج البصري:	6 جول/سم ²
يبلغ طول النبضة:	2,6 مللي ثانية العرض الكامل عند نصف أقصى (FWHM)
الطول الموجي:	510-2000 nm
دخل خط الطاقة:	من 100 إلى 240 فولت ~، من 50 إلى 60 هرتز، من 2,0 إلى 1,0 أمبير
درجة حرارة التشغيل:	من 5 إلى 40 درجة مئوية
درجة حرارة التشغيل المثلى:	من 15 إلى 30 درجة مئوية
درجة رطوبة التشغيل:	تصل إلى 93% رطوبة نسبية غير مكثفة
الضغوط الناتجة عن التشغيل:	من 700 إلى 1060 هكتوباسكال
منطقة المعالجة (حجم البقعة):	
الرأس العادي:	3 سم ²
الرأس العريض:	4 سم ²
رأس الدقة:	1,5 سم ²

شروط النقل

مدى درجات الحرارة:	- من 25 إلى 70 درجة مئوية
درجة الرطوبة:	تصل إلى 93% رطوبة نسبية غير مكثفة
الضغوط الناتجة:	من 500 إلى 1060 هكتوباسكال

يشتمل الجهاز على 400000 ومضة وهو مخصص للاستخدام من قبل مستخدم واحد لمدة تصل إلى 6 سنوات.

يمثل هذا الجهاز لإرشاد المعدات اللاسلكية الأوروبي 2014/53/EU ولوائح المعدات اللاسلكية البريطانية لعام 2017.

يحتوي الجهاز على وحدة لاسلكية تعمل في نطاق يتراوح من 2.401 إلى 2.473 جيجاهرتز بقوة قصوى تبلغ 20 ميغاوات (13 ديسيبل مللي واط). وبناءً على ما تقدم، تعلن شركة Braun GmbH أن المعدات اللاسلكية من النوع 6036 متوافقة مع التوجيه 2014/53 / EU والمراسيم القانونية البريطانية.

احمرار الجلد أثناء أو بعد المعالجة، ويزول في غضون دقائق إلى عدة ساعات.	هذا أمر متوقع وطبيعي لكل علاجات تقنية النبضات الضوئية المكثفة. يمكنك الاستمرار في استخدام الجهاز حسب الإرشادات، بمجرد زوال احمرار الجلد.
احمرار جلد لا يزول في غضون 24 إلى 48 ساعة بعد المعالجة.	توقف عن استخدام الجهاز، واستشر طبيبك المعالج قبل استخدامه مرة أخرى.
في حالات نادرة جدًا:	
ظهور تورم واحمرار حول جراب الشعر، يزول في غضون يومين إلى ثلاثة أيام.	يمكنك الاستمرار في استخدام الجهاز حسب الإرشادات، بمجرد زوال التورم والاحمرار حول جراب الشعر.
ظهور تورم واحمرار حول جراب الشعر لا يزول في غضون يومين إلى ثلاثة أيام.	توقف عن استخدام الجهاز، واستشر طبيبك المعالج قبل استخدامه مرة أخرى.
تغيرات مؤقتة في لون الجلد (تغير لونه إلى الأفصح أو الأغمق).	إذا تغير لون جلدك، فتوقف عن استخدام الجهاز واستشر طبيبك المعالج.
زيادة في نمو الشعر في مناطق المعالجة (الأرجح أن يلاحظ ذلك على الأشخاص الذين ينتمون إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط).	في حالة استمرار هذه الزيادة على مدار مرات معالجة متعددة، توقف عن استخدام الجهاز واستشر طبيبك المعالج.

في حالة وقوع أحداث سلبية، يُرجى الاتصال بالسلطة الوطنية المختصة والشركة المصنعة للجهاز.

تحرّي الخلل وإصلاحه

قد يساعدك دليل تحرّي الخلل وإصلاحه التالي على حل المشاكل الأولية التي قد تواجهها مع هذا الجهاز.

المشكلة	الحل
أشرطة الطاقة لا تضيء عند وضع نافذة المعالجة على الجلد.	تأكد من توصيل الجهاز بمنفذ كهربائي. اضغط على أي زر (4 أو 5) لتنشيط الجهاز. إذا كانت المنطقة المراد معالجتها صغيرة للغاية أو منحنية، فلن يستطيع الجهاز قراءة لون البشرة بشكل صحيح ومن ثم لن يكون من الممكن تنشيطه. غير مكان الجهاز للتأكد من أن المستشعرين يلامسان الجلد.
الجهاز لا يعمل على المناطق الصغيرة.	استخدم رأس الإحكام (إن وجدت) على المناطق الصغيرة التي يصعب الوصول إليها. تأكد من أن مستشعري لون البشرة ملاصقين للجلد.
تردد الوميض بطيء.	الجهاز في وضعية الحماية من السخونة المفرطة. للعودة للسرعة العادية، إترك الجهاز يبرد.
يضيء أول مصباح LED باللون الأحمر على شريط الطاقة.	قراءة لون البشرة بصورة غير صحيحة. بشرتك فاتحة أكثر من اللازم أو غامقة أكثر من اللازم. لدواعي السلامة، لا يمكن تنشيط الجهاز.
يوميض ضوء زر وضع المركز	تم إلغاء تنشيط الجهاز. اضغط على أي زر لإعادة تنشيطه.
يضيء أول مصباح LED باللون الأحمر على شريط الطاقة.	تم فك الرأس (10، 11، 12). قومي بإعادة تثبيته.
تعرض أشرطة الطاقة نمطًا غير مألوف يتكون من مصباح LED واحد أحمر يضيء مع مصابيح LED بيضاء فردية.	خطأ في الجهاز. لن يعمل الجهاز. قومي بفصل الجهاز عن القابس الكهربائي وأعيدي توصيله.
جميع أضواء LED البيضاء مُضاءة	إنهاء العمر الافتراضي للمنتج. تم بلوغ العدد الأقصى للموضات (400.000)
تعرض الجهاز للكسر أو التشقق، أو يبدو تالفًا.	لا تستخدمه في حالة تلف المقبض أو المحطة الرئيسية أو سلك الطاقة الرئيسية.

ملاحظة:

- في حالة حدوث احمرار أو الشعور بحرقة لعدة دقائق، ضعي قطعة قماش/ضمادة باردة لتلطيف المنطقة.
- في حالة ملاحظة حدوث أي تغير في لون الجلد، مثل تغير اللون إلى درجة أفتح أو أغمق، توقفي عن استعمال الجهاز. اطلبي النصيحة الطبية للتعرف على سبب هذا التغير في اللون الذي قد يكون راجعاً إلى حالة مرضية موجودة أساساً.

خطة المعالجة

مرحلة البدء (أسبوعياً)	علاج واحد أسبوعياً (12-4 أسبوعاً).
معالجة الصيانة (شهرياً)	مواصلة المعالجة حسب الاحتياج، على سبيل مثل كل شهر إلى شهر

تختلف دورة نمو الشعر العادية من شخص إلى آخر ويمكن أن تستمر حتى 16 شهرًا بحسب منطقة الجسم المعنية (الإبطان، الجزء السفلي من الساقين، المنطقة الحساسة). بما أن الشعيرات في مرحلة النمو فقط هي التي تستجيب للمعالجة بالضوء، فمن الضروري إجراء عدة معالجات للحصول على بشرة ناعمة بصورة مستمرة. لهذا السبب، ننصح باتباع مرحلة أولية مع العلاج أسبوعياً لمدة تتراوح بين 4 و12 أسبوع.

إذا لم تعد ترى نمواً في الشعر، فلست بحاجة إلى استكمال العلاجات الأسبوعية الـ 12 بالكامل. يمكنك التحول إلى علاجات الحفاظ على خلو البشرة من الشعر.

بعد المعالجة

بمجرد أن تستكملي معالجتك، افصلي سلك الطاقة الرئيسية من المنفذ الكهربائي.

بعد المعالجة، نوصي باستخدام كريم حماية من أشعة الشمس بعامل حماية 15 في أي وقت تتعرض فيه المناطق المعالجة للشمس. نوصي بتجنب التعرض لمصادر الضوء الاصطناعي، مثل أكشاك تسمير البشرة أو البيوت الشمسية.

تجنب أي نشاط أو منتجات جلدية قد تلهب بشرتك لمدة 24 ساعة بعد العلاج. وهذا يشمل استخدام أحواض الاستحمام الساخنة أو السونا، وارتداء الملابس الضيقة، واستخدام كريمات التبييض، والمنتجات المعطرة، ومنتجات التقشير. قد يسبب ما ذكر أعلاه التهاباً، مثل الحكة والاحمرار، في المناطق المعالجة.

التنظيف والتخزين



بعد كل معالجة افحصي نافذة المعالجة (1)، ومستشعرات درجة لون البشرة (2)، والمرشح الزجاجي (9)، والعاكس المدمج بحثاً عن أي تلف. لا تلمسي أو تنظفي المرشح الزجاجي عقب الاستخدام للسماح له بأن يبرد. امسحي نافذة المعالجة بقطعة قماش جافة وخالية من النسالة في حالة وجود أي علامات أو بقع سوداء ظاهرة. لا تشظي الجهاز أو تغمسيه في الماء أو في أي سائل آخر. لضمان أفضل أداء، حافظي على الرأسين (10، 11، 12) مع العواكس المدمجة خالية من الأوساخ والشعر والشوائب الأخرى. لا تنظفيه بالماء، بل استخدمي قطعة قماش جافة للتنظيف بعناية.

الآثار الجانبية المحتملة

يعاني بعض الناس من بعض الإزعاج (مثل سخونة أو احمرار الجلد) عند استخدام الجهاز - هذا أمر طبيعي. قد تشعر بسخونة ووخز عند تنشيط الوميض، ويعقبه احمرار في الجلد. يخفني هذا النوع من الحساسية عادةً في غضون 24 ساعة. عادة ما تظهر الآثار الجانبية على الفور أو في غضون 24 ساعة. في حالات نادرة، قد يلزم مرور ما يصل إلى 72 ساعة قبل أن تزول. إذا تعرضت لأي أعراض غير طبيعية في الجلد، فيرجى الاتصال بطبيبك المعالج.


الآثار الجانبية	كيفية التقييم والتصرف
شعور بدفء أو وخز أثناء المعالجة، يزول في العادة بعد بضع ثوانٍ إلى دقيقة واحدة ويقل مع الاستخدام المستمر.	هذا أمر متوقع وطبيعي لكل علاجات تقنية النبضات الضوئية المكثفة. يمكنك الاستمرار في استخدام الجهاز حسب الإرشادات.
إزعاج أو ألم شديد أثناء المعالجة أو يستمر بعد المعالجة.	توقف عن استخدام الجهاز، واستشر طبيبك المعالج قبل استخدامه مرة أخرى.

يجب أن تكون المنطقة المراد معالجتها خالية من الشعر ونظيفة وجافة. قبل الضغط على زر المعالجة، اصرف نظرك بعيداً عن الجهاز لتجنب الضوء الباهر. في حالات نادرة، قد يجد المستخدم الوميض براقاً للغاية. ولكن هذا لا يعني وجود أي مخاطر تتعلق بالسلامة لمزيد من الراحة، نوصي بالحلاقة في غرفة جيدة الإضاءة للحد من تأثير البريق

	الطبع لمعالجة المناطق الصغيرة التي يصعب الوصول إليها (مثل الوجه بالنسبة للإناث، وخط منطقة الكيني، والإبط، والركبتين، وقصبة الساقين، والكاحلين)		الانزلاق للمعالجة السريعة والفعالة للمناطق الكبيرة (مثل الساقين)
1. ضع نافذة المعالجة على جلدك بثبات، مع التأكد من ملامسة مستشعرات البشرة لجلدك. تظهر أشرطة الطاقة (3) مصابيح LED بيضاء.	2. اضغط مع الاستمرار بالضغط على زر المعالجة (5). سيبدأ الجهاز في الوميض.	3. حرك الجهاز ببطء وباستمرار من أسفل إلى أعلى منطقة المعالجة. احرص دومًا على الحفاظ على ملامسة كاملة للجلد بحيث يوميض الجهاز باستمرار.	3. ارفع الجهاز عن الجلد، وضعه على المنطقة المجاورة التالية المراد معالجتها. انتظر حتى تظهر أشرطة الطاقة أنوار LED بيضاء. ثم اضغط على زر المعالجة وحرره.
واصل المعالجة جزءًا بجزء حتى تستكمل كل المنطقة التي ترغب في معالجتها.	بمجرد أن تنتهي من أول استعمال لوضع الانزلاق، ارفع الجهاز عن منطقة المعالجة. كرر الخطوات من 1 إلى 3 لمعالجة المنطقة المجاورة التالية بطريقة موازية.	2. ارفع الجهاز عن الجلد، وضعه على المنطقة المجاورة التالية المراد معالجتها. انتظر حتى تظهر أشرطة الطاقة أنوار LED بيضاء. ثم اضغط على زر المعالجة وحرره.	2. ارفع الجهاز عن الجلد، وضعه على المنطقة المجاورة التالية المراد معالجتها. انتظر حتى تظهر أشرطة الطاقة أنوار LED بيضاء. ثم اضغط على زر المعالجة وحرره.

احرص على معالجة جميع المناطق بلا استثناء من خلال وضع نافذة المعالجة مباشرةً إلى جانب المنطقة التي سبقت معالجتها بدون ترك أي فراغ بين المناطق المعالجة. تجنبي التراكب أو معالجة نفس المنطقة مرتين، لأن هذا قد يؤدي إلى زيادة احتمال ظهور آثار جانبية. إذا شعرت بألم شديد، أوقف المعالجة على الفور واستشر طبيبك المعالج قبل استخدام الجهاز مرة أخرى.

رأس (رؤوس) المعالجة



يمكن استخدام الرأس العادي (10) على جميع المناطق. الرأس العريض (11) فعال على مناطق الجسم الكبيرة. صُمم رأس الدقة (12) خصيصاً للمناطق الصغيرة المتعرجة التي يصعب الوصول إليها. في حال كانت آلة Silk-expert الخاصة بك مزودة برأس دقة، فإن أحدهما يكون مميّزًا بعلامة ⊕. وهذا يساعد في تمييز الرأس المستخدم على الوجه عن الرأس المستخدم على مناطق الجسم الأخرى.

كيفية معالجة الوجه (الإناث فقط)

- قبل معالجة الوجه، تأكد من إجراء اختبار على منطقة صغيرة قبل الاستخدام. أزيل أي شعر مرئي وكل مساحيق التجميل ومستحضرات الغسول والكريمات من المنطقة التي ترغبين في معالجتها.
- قبل الضغط على زر المعالجة، أغلقي عينيك أو اصرفي نظرك بعيداً عن الجهاز لتجنب الضوء الباهر. تجنبي معالجة نفس المنطقة مرتين، لأن هذا قد يؤدي إلى زيادة احتمال ظهور آثار جانبية.
- عند معالجة منطقة أعلى الشفة، تجنبي ملامسة الشفتين وفتحتي الأنف. غالبًا ما تكون المنطقة الوسطى أسفل فتحتي الأنف حساسة.
- لا تستخدم الجهاز على مخطط الشفاه الدائم/شبه الدائم على حد الشفة.
- نصيحة: يمكنك الضغط على الشفتين معًا لضمان عدم تنشيط الضوء على الشفة العلوية نفسها.
- قد يكون نمو الشعر أسفل الذقن أكثر كثافةً وخشونةً. في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي هذا إلى احمرار طفيف في الجلد بعد العلاج. هذا الاحمرار مؤقت وينبغي أن يختفي تمامًا بعد 24 ساعة.

لا تُنشط الجهاز على أي سطح بخلاف الجلد. لا تُنشط الجهاز إذا كانت نافذة المعالجة (1) لا توضع بشكل ملائم تمامًا للجلد. لا تسد منافذ التبريد الخاصة بالجهاز. قد ترتفع حرارة الجهاز، فيمثل ذلك خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

طريقة الاستعمال

تحضير منطقة المعالجة

تخلص من أي شعر مرئي على الجلد قبل استخدام الجهاز. يمكنك استخدام طريقة إزالة الشعر التي تفضلها. ينبغي التأكد من خلو سطح البشرة من أي شعر باقٍ لأنه قد يُتلف الجزء الأمامي القابل للإزالة وربما يُسبب شعورًا بعدم الراحة. نظف منطقة المعالجة، وجففها بالتربيت عليها.

لتشغيل الجهاز:

استخدمي سلك الطاقة الرئيسية (8) لتوصيل المحطة الرئيسية بمنفذ كهربائي. اضغطي على أي زر (4 أو 5) لتنشيط الجهاز. ستضيء أشربة طاقة LED (3) مرة واحدة، وستبدأ المروحة في العمل بعد ذلك بفترة وجيزة. هذا يعني أن الجهاز في وضع جاهز للاستعمال. أثناء التشغيل، سيسخن الجهاز قليلًا.

القراءة التلقائية للون البشرة

عند ملامسة مستشعرات لون البشرة (2) للجلد، يبدأ الجهاز في قراءة لون بشرتك ويختار كثافة الضوء المناسبة التي تشير إليها أضواء LED البيضاء على أشربة الطاقة (3). وهي تؤكد أن الجهاز جاهز للوميض.

لون بشرة فاتح ← كثافة ضوء عالية	
لون بشرة داكن ← كثافة الضوء المنخفضة بمعدل وميض سريع	
الجهاز لا يلامس الجلد ← لا يمكن تنشيط الجهاز	
لون بشرة غير صالح ← لا يمكن تنشيط الجهاز	

وضع المناطق الحساسة

ادفعي زر الوضع (4) لتقليل كثافة الضوء. يمكنك التنقل عبر الإعدادات الثلاثة التالية:

قياسي: 3 أضواء مؤشر

المناطق الحساسة: ضوء مؤشر

فائق الحساسية: ضوء مؤشر واحد (أقل كثافة ضوء بمعدل وميض سريع)

إعداد المناطق الحساسة وفائق الحساسية مخصصان للمناطق الحساسة ولمن يستخدم الجهاز لأول مرة. على أن

استعمال كثافة الضوء المخفضة قد يتطلب مرات معالجة إضافية لتحقيق النتائج المرغوبة.

تومض أشربة الطاقة لتأكيد حدوث تغيير في إعداد كثافة الضوء. عند الضغط على زر الوضع (4) لأكثر من 3 ثوانٍ، يتم إلغاء تنشيط الجهاز.

سينطفأ الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لأكثر من 10 دقائق.

اضغطي على أي زر لإعادة تنشيطه.

اختبار البشرة

قبل إجراء أول معالجة، نوصيك باختبار بشرتك للتأكد من عدم حدوث عرض حساسية في منطقة صغيرة من البشرة على جزء من أجزاء الجسم التالية: أسفل الساق وأعلى الساق وتحت الإبط والذراع السفلي.

قم بإجراء ومضتين بجوار بعضهما كما هو محدد أدناه في الفصل "أساليب المعالجة"، القسم "الطبع" انتظر لمدة 15 دقيقة لفحص منطقة الاختبار. إذا بدا الجلد طبيعيًا، ابدأ في أول معالجة. في حالة ظهور عرض حساسية بالجلد، انتقل إلى الوضع الحساس وكرر الاختبار. انتظر لمدة 15 دقيقة أخرى. إذا استمر حدوث عرض الحساسية، انتظر لمدة 24 ساعة أخرى. إذا استمر وجود عرض الحساسية بعد هذه الفترة، فتوقف عن استخدام الجهاز واستشر طبيبك المعالج.

قد تحدث إصابة محتملة للعين (التي قد تؤدي إلى فقدان البصر) أو إصابة الجلد في حالة عدم اتباع التعليمات. قومي بحماية العين من التعرض. لا تستخدمى الجهاز فوق جفون العينين أو بالقرب من العين. نوصيك بأن تصرف نظرك بعيداً عن الجهاز عند الضغط على زر المعالجة.

احتياطات وقائية

- إنه غير مصمم لاستخدام أفراد دون سن 18 عاماً.
- يستطيع الأشخاص محدودو القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو ممن تنقصهم المعرفة والخبرة، استعمال هذا الجهاز في حال توفر الإشراف والمراقبة أو إعطائهم إرشادات الاستخدام الآمن للجهاز مع فهمهم الأخطار المحتملة.
- يجب الإشراف على الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز. احفظ الجهاز دوماً بعيداً عن متناول الأطفال.
- هناك عدد من المخاطر المحتملة - يتسبب التعرض لمخرج الضوء في الإصابة بالحروق أو ضرر للعين أو الصعق الكهربائي أو الاختناق بالسلك.

السلامة ضد مخاطر الكهرباء والحرائق

افحص الجهاز والأسلاك بصورة منتظمة لرصد أي علامات مرئية للتلف. في حالة وجود تلف أو تشققات، توقف عن استخدام الجهاز. قد ينتج عن استخدام جهاز تالف صدمة كهربائية. في حالة وجود عيوب بالجهاز، اذهب به إلى مركز خدمة مرخص لفحصه وإصلاحه. قد يؤدي الإصلاح من قبل أشخاص غير مؤهلين إلى مخاطر كبيرة على المستخدم. افصل دوماً الجهاز عن مصدر الطاقة الكهربائية بعد استخدامه.

تنبيه

احرص دوماً على فصل الجهاز عن الكهرباء بعد استخدامه وفي حال انقطاع التيار الكهربائي لتجنب المخاطر أو الأضرار. لا تعرض الجهاز للصدمة العنيفة حتى تتجنب إلحاق التلف بالمصباح. لا تضع الجهاز في موضع يصعب معه فصله عن مصدر التيار الكهربائي. لا تترك الجهاز دون مراقبة عندما يكون قيد التشغيل حتى تتجنب خطر اندلاع النيران أو الإصابة بالحروق.

تحذير

إذا كان المقبس الجداري المستخدم لتشغيل الجهاز يحتوي على وصلات ضعيفة، فسوف ترتفع درجة حرارة قابس الجهاز. تأكد من إدخال قابس الجهاز في مقبس جداري مثبت على نحو سليم حتى تتجنب خطر اندلاع النيران أو الإصابة بالحروق. لا يُسمح بأي تعديلات على الجهاز. لا تستخدم أي مكون آخر أو تعبث بالجهاز. قد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز ويتسبب في توقفه عن العمل.

خطر

لا تحاول مطلقاً إصلاح الجهاز وفتحه، لأن هذا قد يعرضك إلى مخاطر التعرض للمكونات الكهربائية أو إلى طاقة ضوئية نابضة، وقد يسبب أي منهما ضرراً خطيراً بالجسم و/أو إصابة دائمة للعينين.

تحذير: اختلاط الماء بالكهرباء خطر للغاية!

لتجنب خطر الصعق الكهربائي،

- لا تستخدم هذا الجهاز في أماكن رطبة (مثل الحمام، أو بالقرب من الدش، أو حمام السباحة)،

- لا تدع الماء يتسرب إلى داخل الجهاز.

لتجنب الصدمات الكهربائية، لا تستخدم الجهاز وهو مبتل على الإطلاق.

لا تستخدمه في حالة تلفه (مثل تشقق المبيت الخاص به، تلف الأسلاك، إلخ). تحتوي الأجزاء الداخلية على شحنات كهربائية خطيرة.

افحصي نافذة المعالجة (1) بانتظام بحثاً عن أي تلف:

لا تستخدميه في حالة تشقق المرشح الزجاجي (9) أو عدم وجوده،

لا تستخدميه في حالة عدم وجود العاكس المدمج أو كان ليس في مكانه الصحيح.

لا تلمس المرشح الزجاجي أثناء أو عقب الاستخدام لأنه يكون حينها ساخناً.

لا تستخدم مواد تنظيف قابلة للاشتعال أو معتمدة على البترول (مثل الكحول أو مكونات الأسيتون) على الجهاز لأنها تمثل خطراً قد يؤدي إلى نشوب حرائق .

لا تستخدم مواد تنظيف كاشطة. قد تؤدي إلى حدوث تلف بالجهاز أو خدش في المرشح الزجاجي.

لا تحاول استخدام هذا الجهاز إلا لغرض إزالة الشعر غير المرغوب فيه.

تعمل مستشعرات لون البشرة الذكية (2) SensoAdapt™ على قراءة لون بشرتك باستمرار قبل كل ومضة، مع العمل تلقائيًا على تهيئة كثافة الضوء للحصول على أفضل كفاءة وسلامة. يسمح هذا بمعالجة لون البشرة المناسب، ولكنه يمنع المعالجة إذا كان لون بشرتك داكنًا جدًا.

موانع الاستعمال

لا تستخدم الجهاز في الحالات التالية ...

- إذا كان لون بشرتك أغمق من لون البشرة V الموضح على الرسم التوضيحي للون البشرة في صفحة 3. بما أن البشرة الداكنة تمتص طاقة ضوء أكبر، فإن معالجة البشرة الداكنة جدًا قد تسبب إزعاجًا/ألمًا وآثارًا جانبية (مثل الحروق أو البثور أو تغير اللون أو التندب) وجرح الجلد.
- إذا كنت حاملاً أو ترضعين رضاعة طبيعية أو دون سن 18 عامًا، لأن هذا الجهاز لم يُختبر على هذه الفئات.
- إذا كان لديك تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الجلد أو الأمراض السابقة للتسرطن (مثل الوحمات أو وجود عدد كبير من الشامات).
- إذا كانت بشرتك قد تعرضت للاستمرار طبيعيًا أو اصطناعيًا في الفترة الأخيرة. قد تصبح بشرتك حساسة للغاية بعد التعرض للشمس وأشدّ تعرّضًا للآثار الجانبية لمعالجة تقنية النبضات الضوئية المكثفة (مثل الحروق أو البثور أو تغير لون الجلد أو تندب الجلد). عليك أيضًا تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة دون حماية بعد معالجة تقنية النبضات الضوئية المكثفة. فقد تصبح بشرتك حساسة للغاية وأشدّ تعرّضًا لحروق الشمس.

هناك أيضًا ظروف معينة قد تمنع استخدام هذا الجهاز.

لا تستخدم هذا الجهاز في أي من الحالات التالية:

- إذا كنت تعاني من مرض مزمن.
- إذا كنت تعاني من مرض جلدي مزمن (مثل الصدفية أو البهاق) أو إذا كان جلدك تالفًا (مثل حروق الشمس أو وجود قطوع أو جروح مفتوحة أو عدوى نشطة) في المناطق التي تريد معالجتها.
- إذا كانت لديك دوالي في المنطقة التي تريد معالجتها.
- إذا كنت تعاني من حساسية معروفة من ضوء الشمس (التحسس للضوء) أو إذا كنت تتناول أدوية قد تجعل البشرة أكثر حساسية (مثل Retin A و/أو Accutane و/أو أدوية ريتينولية موضعية).
- إذا كنت قد خضعت لمعالجة بتقشير البشرة في المنطقة التي ترغب في معالجتها.
- في أي من الحالات السابقة، قد يسبب هذا الجهاز ضررًا لبشرتك أو يجعل حالتك تسوء. قد تتعرض لآثار جانبية مثل الحروق والبثور وتغيرات في لون البشرة (زيادة أو نقص التصبغ) أو تندب البشرة.

إذا كنت غير متأكد من أمان استخدام هذا الجهاز بالنسبة لك، فيرجى استشارة طبيبك المعالج أو أخصائي الأمراض الجلدية المتابع لك.

إذا كنت تتناول أي نوع من الأدوية بشكل منتظم أو على مدار وقت طويل، فيرجى استشارة طبيبك المعالج للتعرف على أي آثار محتملة أو حساسية جلد قد تنجم عن الضوء.

تحذيرات

لا تستخدم الجهاز على ...

- فروة الرأس أو الحواجب أو أي مكان بالقرب من العينين أو حولهما. قد يؤدي استخدام هذا الجهاز في هذه المناطق إلى ضرر دائم في العينين.
- وجود وشم أو أدوات زينة دائمة في منطقة المعالجة.
- الحلمات أو المنطقة الحساسة أو حول الشرج. قد يكون لهذه المناطق لون بشرة أغمق و/أو كثافة شعر أكبر، واستخدام الجهاز في هذه المناطق قد يسبب إزعاجًا/ألمًا أو إصابة جلدك.
- وجود بقع ذات لون بني غامق أو أسود مثل النمش أو علامات الولادة أو الشامات أو البثور في منطقة المعالجة.
- وجود لحية/شعر في الوجه بالنسبة للرجال
- لا يُوصى باستخدام هذا الجهاز على المناطق التي يوجد فيها الحشوات الجلدية.
- لا تستخدم الجهاز أكثر من مرة واحدة أسبوعيًا على نفس المنطقة. قد يحدث تلف في الجلد بعد علاج مطول ومكرر في موضع واحد.



سلامة العينين

لا تنظر مباشرة داخل المرشح الزجاجي (9) ولا تحاول تنشيط الجهاز باتجاه العينين. لحماية سلامة العينين وسلامة الأفراد القريبين منك، الجهاز مصمم بحيث لا يتم تنشيطه إلا عند وضع مستشعرات لون البشرة الاثنتين في مواجهة الجلد. لو حدث في أي وقت تنشيط للجهاز عند عدم ملاسة كلا المستشعرين للجلد، فعليك التوقف عن استخدامه على الفور والاتصال بجهة البيع بالتجزئة التي اشتريتها منها.

إنّ منتجنا مصمّم بحيث تتوافق مع أعلى معايير الجودة والأداء والتصميم. باستخدام التكنولوجيا الضوئية المتطورة، تتيح لك تقنية النبضات الضوئية المكثفة في جهاز (Braun Skin i-expert Intense Pulsed Light IPL) من براون إزالة الشعر المرئي غير المرغوب فيه بشكل دائم، في المنزل، بكل سهولة ويسر. قبل استخدام هذا الجهاز، يرجى قراءة تعليمات الاستخدام بعناية، بما في ذلك كل موانع الاستعمال والتحذيرات ومعلومات السلامة، واحتفظ بها للرجوع إليها مستقبلاً.

صُمم هذا الجهاز للحد من نمو الشعر على المدى الطويل بعد معالجة تستمر فترة معينة. مناطق الجسم المثالية للاستخدام:

السيدات: السيقان والذراعان والإبطان والمنطقة الحساسة والوجه (أسفل عظام الخدين)
تنبيه: لا تستخدمى الجهاز بالقرب من العينين وعلى طول الجبهة.

الرجال: الأكتاف وما دونهما (الصدر والظهر والذراعان والبطن والساقين)
تنبيه: لا تستخدمه على الوجه أو العنق أو المناطق الحساسة.
قد يؤدي استخدام الجهاز على اللحية أو شعر الوجه عند الرجال إلى نتائج دائمة أو غير متساوية، والتي قد تؤدي بدورها إلى تغيرات قد تكون غير مرغوبة في سمات الوجه.

جهاز IPL من براون غير مناسب للبعض. يمكن الحصول على أفضل نتائج له على البشرة ذات اللون الفاتح إلى المتوسط وألوان الشعر الداكنة. يرجى الرجوع إلى فصل لون البشرة والشعر في صفحة 3 لمعرفة ما إذا كان الجهاز مناسباً لك.

الوصف


- 1 نافذة المعالجة
 - 2 مستشعرات لون البشرة SensoAdapt™
 - 3 أشربة طاقة LED
 - 4 زر الوضع مع أضواء المؤشر
 - 5 زر المعالجة
 - 6 المقبض
 - 7 المحطة الرئيسية
 - 8 سلك الطاقة الرئيسية
 - 9 المرشح الزجاجي (مرشح للأشعة فوق البنفسجية مدمج).
 - 10 الرأس العادي
 - 11 الرأس العريض*
 - 12 رأس الدقة*
- * لا تتوفر مع جميع الموديلات

كيف يعمل؟

يعمل جهاز Skin i-expert من براون أسفل سطح البشرة من خلال استهداف الميلانين في جراب الشعر، وهو ما يساعد على كسر دورة نمو الشعر من جديد. مع الاستخدام المنتظم والمتواصل، تساعد طاقة الضوء على منع وصول الشعر غير المرغوب فيه إلى سطح البشرة.



Annex 1: Spectral Irradiance





UK For guarantee, service, replacement parts and further product information, please refer to service.braun.com.

FR Pour la garantie, le service, les pièces de rechange et d'autres informations sur les produits, veuillez consulter le site service.braun.com.

AR للحصول على الضمان والخدمة وقطع الغيار ومزيد من معلومات المنتج، يُرجى الرجوع إلى [.service.braun.com](https://service.braun.com)

